

Airon Polyester Strip



ENGLISH

Presentation:

Envelope with 50 / 100 units.

Description:

The Airon polyester strip has as an objective to confine, under pressure, the restorative material in the dental cavity, preventing a formation of material excess in the interproximal space.

Indication:

Suitable for restoration procedures.

Composition:

Polyester.

Directions of Use:

1. Use the matrix holder and wooden wedge to fix the strip;
2. Pull the strip on the rounded end of clinical tweezers to give the desired format;
3. If necessary, make an indentation in length and width;
4. Next, the matrix should be taken between the teeth, so that the convex area is properly located.

* The material that can be used in conjunction with Airon Polyester Strips during the restoration procedure are the Acid Gel 37%, resin composite, cements and adhesives.

Warning and Precautions:

- The use is restricted to professionals specialized in dentistry, according to local legislation and with specific training for its handling.
- Procedures provided in the directions of use should be strictly followed
- Product of single use should be discarded after use.
- Handle the product carefully in order to avoid further injuries to soft tissues in the oral cavity of the patient.
- Do not use the product after the term of validity.
- Keep away from the reach of children.

Contraindications and Side Effects:

Patients with sensitivity to polyester should not use the product.

Storage and Transport:

Store in a clean area, sheltered from the direct sunlight and without moisture.

Disposal:

The product should be disposed of, according to current legislation of its country. The envelope of the product is recyclable and should be discarded in an appropriate manner for such purpose.



maquira

Tira de Poliéster Airon

Simbologia | Symbology | Simbología



Consultar as informações de segurança, perigos e precauções
Consultar las informaciones de seguridad, peligros y precauciones
Consult the safety, danger and precautions information



Manter seco
Mantener seco
Keep dry



Ler as instruções de uso
Leer las instrucciones de uso
Read the instructions of use



Manter ao abrigo do sol
Mantener ai abrigo del sol
Keep sheltered from sunlight



Produto de uso único
Producto de um solo uso
Single use product



MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ: 05.823.205/0001-90
Av. Melvin Jones, 773
Parque Industrial Bandeirantes - 87070 030
Maringá - PR
Farmacêutica Responsável:
Fabiana Mamprim Grippa - CRF/PR 16.046
Registro ANVISA nº: 80322400028
Data revisão: 29/05/2018 - rev. 01

SAP
SISTEMA DE ATENDIMENTO
AO PROFISSIONAL
0800 726 5848

www.maquira.com.br



Cinterqual Soluções de Comércio
Internacional, Ltda.
Rua Fran Pacheco, nº 220 2º andar - 2900-374
Tel/Fax: +351 2652.38237
Setúbal - Portugal



Tira de Poliéster Airon



PORTUGUÊS

Apresentação:

Envelope com 50 / 100 unidades.

Descrição:

A Tira de Poliéster Airon tem como finalidade confinar sob pressão, o material restaurador no interior da cavidade, impedindo que haja excessos de material no espaço interproximal.

Indicação:

Indicado para procedimentos de restauração.

Composição:

Poliéster.

Modo de Uso:

1. Utilizar o porta matriz ou cunha de madeira para fixar a tira;
2. Tracionar a tira sobre o extremo arredondado de uma pinça clínica para dar o formato desejado;
3. Se necessário, fazer um recorte no comprimento e largura;
4. A seguir, a matriz deverá ser levada entre os dentes, de modo que a área convexa fique adequadamente localizada.

* Os materiais que podem ser utilizados em conjunto com as Tiras de Poliéster Airon durante o procedimento de restauração são o Ácido Gel 37%, resinas composta, cimentos e adesivos.

Advertências e Precauções:

- Utilização restrita de profissionais especializados em odontologia, conforme legislação local e com treinamento específico para a sua manipulação.
- Seguir rigorosamente os procedimentos fornecidos no modo de uso.
- Produto de uso único, descartá-lo após uso.
- Manipular o produto de forma cuidadosa para não promover lesões nos tecidos moles da cavidade oral do paciente.
- Não utilizar o produto fora do prazo de validade.
- Manter fora do alcance de crianças.

Contra-indicações e Efeitos Colaterais:

Não utilizar em pacientes com sensibilidade ao poliéster.

Armazenamento e Transporte:

Armazenar em local limpo, ao abrigo da luz solar direta e sem umidade.

Modo de Descarte:

O produto deve ser descartado conforme a legislação vigente de seu país. O envelope do produto é reciclável e deve ser descartado de modo apropriado para tal fim.

Tira de Poliéster Airon



ESPAÑOL

Presentación:

Sobre con 50 / 100 unidades.

Descripción:

La Tira de Poliéster Airon tiene como finalidad confinar bajo presión, el material restaurador en el interior de la cavidad, impidiendo que haya excesos de material en el espacio interproximal.

Indicación:

Indicado para procedimientos de restauración.

Composición:

Poliéster.

Modo de Uso:

1. Utilizar el porta matriz o cuña de madera para fijar la tira;
2. Traccionar la tira sobre el extremo redondeado de una pinza clínica para dar el formato deseado;
3. Si necesario, hacer un recorte en la longitud y anchura;
4. A continuación, la matriz deberá ser llevada entre los dientes, de modo que el área convexa quede adecuadamente ubicada.

* Los materiales que pueden ser utilizados en conjunto con las Tiras de Poliéster Airon durante el procedimiento de restauración son el Ácido Gel 37%, resinas compuestas, cemento y adhesivos.

Advertencias y Precauciones:

- Utilización restringida de profesionales especializados en odontología, conforme legislación local y con entrenamiento específico para su manipulación.
- Seguir estrictamente los procedimientos proporcionados en el modo de empleo.
- Producto de uso único, desecharlo después del uso.
- Manipular el producto de forma cuidadosa para no promover lesiones en los tejidos blandos de la cavidad oral del paciente.
- No utilizar el producto fuera del plazo de validez.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Contraindicaciones y Efectos Colaterales:

No utilizar en pacientes con sensibilidad al poliéster.

Almacenamiento y Transporte:

Almacenar en local limpio, al abrigo de la luz solar directa y sin humedad.

Modo de Descarte:

El producto debe ser desechado conforme la legislación vigente de su país. El sobre del producto es reciclable y debe ser desechado de modo apropiado para tal fin.